



Béquille de support pour le système orthopédique ORT8100


ORT356D



- Bouton central de fixation télescopique
- Réglage de la longueur 560 mm à 1030 mm
- Fixez directement à B2D001D (aucune bride requise)
- Posto di supporto per sistema ortopedico ORT8100

COMPATIBLE AVEC

CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.